

Identifikation af patient

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Identifikation af patient		Dok. nr.: I-007
Målgruppe: Alle		Version: 2
Udarb.: Kirsten+Ken	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Modtagelse Klinikassistent	Registrer sygesikringskort. Spørg om cpr.nr	Sikker identifikation af alle patienter med henblik på at undgå forveksling.
Audiometri, fotorum, autorerfaktion, lufttonometri, autoperimetri, OCT, fundusfotografering og andre undersøgelser inklusive priktest Klinikassistent Ortoptist	Spørg om navn og cpr.nr. Om nødvendigt sidelokalisation.	Sikker identifikation af alle patienter og procedurer ved undersøgelser.
Operationsstue og laserrum. Operationsassistent Behandelende læge Anæstesiolog	Spørg om cpr.nr. Spørg om side; hø/ve, øje/øre og sted	Sikker identifikation af alle operations- og laserpatienter. Sikker lokalisation af alle indgreb.
Prøvetagning, podning Klinikassistent Operationsassistent Behandelende læge	Prøve- og podeglas mærkes med patientens navn og cpr.nr af den, der tager det frem. Lægen sikrer sig korrekt mærkning ved at spørge patienten om navn og cpr.nr når prøven/podningen lægges i glasset.	Alle prøver er korrekt mærkede så forveksling undgås.

Ved alle kirurgiske og laser indgreb skal identifikation og sidelokalisation foretages såvel af forberedende operationsassistent som af behandlende læge