

## VEJLEDNING

### Rengøring af Phacohåndtag

	Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
	Instruktioner		Side: 1 af 1
	Rengøring af phacohåndtag		Dok. nr.: I-011
	Målgruppe: Sygeplejerske		Version: 2
	Udarb.: Ken+personale	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
----------	--------	------------

Vejledning til rengøring af phacohåndtag og dets hulheder se særskilt procedure fra leverandøren.