

Vejledning om dilatation

Præoperativt: grå stær dilateres min. x 3 med flg:

1. gang dryppes med
 - oc. Oxybuprocain 0,4 %
 - oc. Cyclogyl 1 %
 - oc. Metaoxedrin 10 %
2. + 3. gang dryppes med
 - Cyclogyl 1 %
 - Oc Metaoxedrin 10%

Ved behov kan ovenstående gentages + evt. mørkerum.

YAG-laserbehandling dryppes min. x 1 med flg:

- oc. Cyclogyl 1%
- oc Metqaoxedrin 10%

Fundusfoto diateres min. x 1 med flg:

- oc. Mydriacyl 5 mg/ml

3-spejls undersøgelse dilateres min. x 1 med flg:

- oc. Cyclogyl 1%
- oc. Metaoxedrin 10%

Børneundersøgelse:

Barnet får målt visus, refraktion og tension.

Dryppes med oc, cyclogyl 1% - venter 5 min. - dryppes igen med oc. Cyclogyl 1%

Efter 20 min. måles igen refraktion.

Derefter ind til KNP

Træge pupiller – der kan suppleres med

- oc. Oxybuprocain 4 %
- oc. Cyclogyl 1%
- oc. Metaoxedrin 10%